


Glut3/Slc2A3 Kaninchen Pab - P11169

Artikelnummer: CM0024987



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen GLUT3/SLC2A3, einen passiven Glukosetransporter, geeignet für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Für Forschungszwecke in Studien zum Glukosetransport und -stoffwechsel. UniProt P11169.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GLUT3/SLC2A3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GLUT3; GLUT3/SLC2A3
Spezies	Human
Gen-ID	6515
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 207-281 von humanem GLUT3/SLC2A3 (NP_008862.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P11169
Protein-Gewicht	54kDa
Versand	Eistasche