

Glutaminase (GLs) Kaninchen-Mak Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - 094925

Artikelnummer: CM0006396



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Glutaminase (GLS) Antikörper für WB, IF/ICC, IF-P und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Zielt auf die mitochondriale GLS-Nierenisoform, kritisch für den Glutaminstoffwechsel. Ideal für die Krebsstoffwechsel- und Neurotransmissionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Glutaminase (GLS) Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	GAC; GAM; KGA; GLS1; AAD20; DEE71; GDPAG; CASGID; EIEE71; Glutaminase (GLS)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2744
GenID	2744
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 40-140 von humaner Glutaminase (GLS) entspricht. (NP_055720.3).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	094925
Proteingewicht	73 kDa
Versand	Eisbeutel