

Gm130 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q08379

Artikelnummer: CM0002244



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes GM130 (GOLGA2, Golgin-95) für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch und Maus. Ideal für die Forschung am Golgi-Apparat und an der Mitose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GM130 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GM130; DEDHMB
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2801
GenID	2801
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem GM130 (Q08379) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q08379
Proteingewicht	113kDa
Versand	Eisbeutel