


Gmnn Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 075496

Artikelnummer: CM0028911



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen menschliches Geminin (GMNN) für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Validiert für Forschungszwecke bei Studien zu Zellzyklus und DNA-Replikation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GMNN Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	Gem; MGORS6; GMNN
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51053
GenID	51053
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75496
Proteinmasse	24 kDa
Versand	Eisbeutel