

Gna12-Kaninchen-Polyclonal-Antikörper (Pab) Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q03113

Artikelnummer: CM0018075



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen GNA12 (G-Protein-Untereinheit Alpha 12). Geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Rekombinantes Protein als Immunogen. Ideal für Studien zu Signalwegen und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GNA12-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	RMP; gep; NNX3; HG1M1; GNA12
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	2768
GeneID	2768
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 285-381 des humanen GNA12 (NP_031379.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q03113
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Kühlakku