

Gna12 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Pab) Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q03113

Artikelnummer: CM0018071

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen GNA12 (G-Protein-Untereinheit alpha 12). Geeignet für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Rekombinantes Protein-Immunogen. Ideal für Signalweg- und Krebsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GNA12 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RMP; gep; NNX3; HG1M1; GNA12
Spezies	Human
GeneID (Human)	2768
GeneID	2768
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 285-381 von humanem GNA12 (NP_031379.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q03113
Protein-Gewicht	44kDa
Versand	Eistasche