

Gna14 Kaninchen Pab - 095837

Artikelnummer: CM0015851

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes GNA14, geeignet für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von G-Protein-gekoppelten Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GNA14 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HG11; GNA14
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9630
Gen-ID	9630
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 40-350 von humanem GNA14 (NP_004288.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95837
Proteinmasse	42 kDa
Versand	Eisbeutel