


Gnai2 Kaninchen-Mab Für Wb, Ihc-P, Elisa - P04899

Artikelnummer: CM0002877



Einführung

Rekombinanter GNAI2 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes und rattiges GNAI2 (40kDa), eine G-Protein-Untereinheit, die Adenylatzyklase hemmt. Ideal für GPCR-Signalweg- und Entzündungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GNAI2 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	GIP; HG1C; GNAI2B; H_LUCA15.1; H_LUCA16.1; GNAI2
Spezies	Human
GeneID (human)	2771
GeneID	2771
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-355 von humanem GNAI2 (P04899) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	P04899
Protein-Gewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel