

Gnas Kaninchen Pab Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O95467 / P63092 / P84996 / Q5Jwf2

Artikelnummer: CM0024914

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen GNAS, geeignet für WB, IF/ICC, IP und ELISA. Reagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. Wesentlich für Studien zu GNAS-bezogener Signalübertragung und neuroendokriner Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GNAS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AHO; GSA; GSP; POH; GPSA; NESP; SCG6; SgVI; GNAS1; PITA3; C20orf45; GNAS
Spezies	Human
GeneID (Human)	2778
GeneID	2778
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O95467/P63092/P84996/Q5JWF2
Proteingewicht	28kDa/44kDa/45kDa/77kDa/109kDa/111kDa
Versand	Eisbeutel