


Gne Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y223

Artikelnummer: CM0002923



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes GNE (Q9Y223), validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes und Ratten-GNE, ein Schlüsselenzym der Sialinsäurebiosynthese, mit einem Molekulargewicht von 79 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GNE Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	NM; DMRV; IBM2; Uae1; GLCNE; GNE
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10020
GenID	10020
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 623-722 von humanem GNE (Q9Y223) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9Y223
Proteingewicht	79 kDa
Versand	Eisbeutel