

Gnp1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Oryza Sativa) - Q10Ac7

Artikelnummer: CM0022691

Einführung

GNP1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für Oryza sativa, validiert in WB und ELISA. Rekombinantes Immunogen, kreuzreagiert mit Oryza sativa. 42kDa Protein. Ideal für die Forschung zu Pflanzenwachstum und -entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Detail
Produktname	GNP1 Kaninchen pAb
Alias	GNP1; OsGA20ox1; qEPD2
Spezies	Oryza sativa
Gen-ID	4334841
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-100 von Oryza sativa GNP1 (Q10AC7) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendungen	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Oryza sativa
SWISS	Q10AC7
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel