


Gnrh1 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb Und Elisa - P01148

Artikelnummer: CM0026489



Einführung

Dieser kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes GnRH1 (auch bekannt als LHRH, GRH) ist für WB und ELISA validiert, reagiert kreuzreagierend mit Maus und ist ideal für die Untersuchung von GnRH-vermittelten Gonadotropin-Sekretionswegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GnRH1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GRH; GNRH; LHRH; LNRH
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2796
GenID	2796
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend den Aminosäuren 1-92 des menschlichen GNRH1 (NP_001076580.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01148
Proteingewicht	10 kDa
Versand	Eisbeutel