

Gns Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P15586

Artikelnummer: CM0025365

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GNS (N-Acetylglucosamin-6-Sulfatase), validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Glykobiologie und die Forschung an lysosomalen Speicherkrankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GNS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	G6S; GNS
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2799
Gen-ID	2799
Immunogen	Rekombinantes Protein, das den Aminosäuren 293-552 von humanem GNS (NP_002067.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15586
Proteingewicht	62kDa
Versand	Eisbeutel