


Gorasp2-Kaninchen-Pab Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9H8Y8

Artikelnummer: CM0016478



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen GORASP2 (GRASP55), ein wichtiges Golgi-Reassemblierungs- und Stapelungsprotein; geeignet für WB, IF/ICC und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Immunogen: rekombinantes humanes GORASP2 (AS 353-452).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GORASP2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	p59; GRS2; GOLPH6; GRASP55; GORASP2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	26003
GeneID	26003
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 353-452 des humanen GORASP2 (NP_056345.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H8Y8
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Kühlakku