

Gp6 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Hcn6

Artikelnummer: CM0023286



Einführung

Hochwertiger GP6 Kaninchen-poliklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-GP6. Ideal für Studien zum Thrombozyten-Glykoprotein VI in der Thrombose- und Hämostaseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GP6 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	GPVI; GPIV; BDPLT11; GP6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51206
Gen-ID	51206
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 21-267 von humanem GP6 (NP_057447.5) entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9HCN6
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Eisbeutel