

Gpam Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Hcl2

Artikelnummer: CM0026070



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes GPAM (Glycerin-3-Phosphat-Acyltransferase 1, mitochondrial). Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Lipidstoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GPAM Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	GPAT; GPAT1; GPAM
Spezies	Human
GeneID (Human)	57678
GeneID	57678
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend Aminosäuren 594-828 von humanem GPAM (NP_001231878.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9HCL2
Protein-Gewicht	94 kDa
Versand	Eisbeutel