

Gpr182 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - O15218

Artikelnummer: CM0024148

Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen GPR182 (ACKR5), einen atypischen Chemokin-Scavenger-Rezeptor. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit humanen und murinen Proben. Ideal für die Erforschung der Chemokin-Signalgebung und Immunologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GPR182 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AMR, 7TMR, ADMR, AM-R, G10D, L1-R, gamrh, hrhAMR, GPR182
Spezies	Human
GeneID	11318
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-350 des humanen GPR182 (NP_009195.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	O15218
Protein-Gewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel