

Gprin1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q7Z2K8

Artikelnummer: CM0021657

Einführung

Hochwertiger GPRIN1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper geeignet für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit humanem, murinem und ratten GPRIN1, einem Protein, das an der Regulation des Neuritenwachstums beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GPRIN1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GRIN1; GPRIN1
Spezies	Human
GeneID (Human)	114787
GeneID	114787
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-300 des humanen GPRIN1 (NP_443131.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q7Z2K8
Proteingewicht	102kDa
Versand	Eisbeutel