


Gps1 Kaninchen Pak - Q13098

Artikelnummer: CM0025445



Einführung

Hochwertiges polyklonales Kaninchen-Antikörper gegen GPS1 (CSN1/COPS1), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit menschlichen, Maus- und Rattenproben. Geeignet für die Ubiquitin-Proteasom-Weg- und Signalosom-Forschung. 56kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GPS1 Kaninchen pAk
Bemerkungen/Alias	CSN1; SGN1; COPS1; GPS1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2873
Gen-ID	2873
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 258-527 von menschlichem GPS1 (NP_997657.1) entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13098
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel