

Granulin Rabbit Polymab® - P28799

Artikelnummer: CM0004096



Einführung

Anti-Granulin Rabbit PolymAb® für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus. Reklonaler monoklonaler Antikörper, der gegen humanes Granulin (PGRN, GP88) gerichtet ist. Ideal für die Forschung an lysosomaler Funktion und Entzündung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Granulin Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Alias Alias	GEP; GP88; PEPI; PGRN; CLN11; PCDGF
Spezies	Human
GenID (Human)	2896
GenID	2896
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 494-593 von humanem Granulin (NP_002078.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P28799
Proteingewicht	64kDa
Versand	Eisbeutel