


Grb10 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13322

Artikelnummer: CM0015849



Einführung

GRB10 Kaninchen-polyklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes GRB10, einen wichtigen Adaptor in der Insulin/IGF1R-Signalgebung und dem Wnt-Signalweg. Ideal für die Stoffwechsel- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GRB10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RSS; IRBP; MEG1; GRB-IR; Grb-10; GRB10
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2887
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem GRB10 entspricht (NP_005302.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13322
Proteingewicht	67 kDa
Versand	Eisbeutel