

Grb2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb - P62993

Artikelnummer: CM0002347

Einführung

GRB2 Kaninchen monoklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-GRB2. Ideal für die Erforschung von Wachstumsfaktorrezeptor-Signalwegen, T-Zell-Aktivierung und Autophagie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GRB2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ASH; Grb3-3; MST084; NCKAP2; MSTP084; EGFRBP-GRB2; GRB2
Spezies	Human
GeneID (Human)	2885
GeneID	2885
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 118-217 von humanem GRB2 (P62993) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P62993
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel