

Grhl2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6Isb3

Artikelnummer: CM0020177



Einführung

GRHL2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA bei Mensch und Ratte. Zielt auf Grainyhead-like Protein 2 Homolog, einen Transkriptionsfaktor, der für die Epithelentwicklung und den Neuralrohrverschluss entscheidend ist. Ideal für Studien zur Neurulation, epithelialen Morphogenese und Keratinozytenbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GRHL2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GRHL2; BOM; DFNA28; ECTDS; TFCEP2L3; Grainyhead-like Protein 2 Homolog
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	79977
GenID	79977
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 110-210 von menschlichem GRHL2 entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q6ISB3
Proteingewicht	69kDa/71kDa
Versand	Eisbeutel