

Grik2 Kaninchen-Mak Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q13002

Artikelnummer: CM0012529



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes GRIK2 (GluR6, EAA4). Validiert für WB, IHC-P und ELISA mit Reaktivität über Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an ionotropen Glutamatrezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GRIK2 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	EAA4; GLR6; MRT6; GLUK6; GLUR6; GluK2; NEDLAS; GRIK2
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	2898
GeneID	2898
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend der Aminosäuren 50-150 von humanem GRIK2 (Q13002)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13002
Proteingewicht	103kDa
Versand	Eisbeutel