


Grp75/Mot/Hspa9 Kaninchen-Mak Für Wb, Elisa - P38646

Artikelnummer: CM0002246



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Grp75/MOT/HSPA9 (P38646). Validiert für WB und ELISA, reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Untersuchungen zu mitochondrialem Stress und Chaperonen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Grp75/MOT/HSPA9 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	CSA; MOT; MOT2; SAAN; CRP40; EVPLS; GRP75; PBP74; GRP-75; HSPA9B; SIDBA4; MTHSP75; HEL-S-124m; Grp75/MOT/HSPA9
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3313
GenID	3313
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 580-679 von humanem Grp75/MOT/HSPA9 (P38646) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P38646
Proteingewicht	74kDa
Versand	Eisatlas