


Gsk3B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P49841

Artikelnummer: CM0019009



Einführung

GSK3β Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Forschung zu Wnt-Signalweg, Glukosestoffwechsel und Alzheimer-Krankheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GSK3β Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	GSK3B; gsk-3β; GSK3β
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2932
Gen-ID	2932
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P49841
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel