

Gsr Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P00390

Artikelnummer: CM0012886



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliche Glutathionreduktase (GSR), validiert für WB und ELISA, kreuzreaktiv mit Maus. Geeignet für die Erforschung von Redoxbiologie, oxidativem Stress und hämolytischen Anämie-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GSR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GR; GSRD; HEL-75; HEL-S-122m; GSR
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2936
GenID	2936
Immunogen	Rekombinantes Protein entsprechend der Aminosäuren 273-522 von menschlichem GSR (NP_000628.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P00390
Proteinmasse	56 kDa
Versand	Eisbeutel