


Gsta2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P09210

Artikelnummer: CM0025213



Einführung

Kaninchen anti-GSTA2 polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattiges GSTA2. Rekombinantes Protein-Immunogen, das die vollständige Länge des menschlichen GSTA2 abdeckt. Ideal für Detoxifikations- und Leberstudien. - P09210

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GSTA2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GST2; GTA2; GTH2; GSTA2-2; GSTA2
Spezies	Mensch
GenID	2939
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-222 des menschlichen GSTA2 (NP_000837.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09210
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel