

Gsta4 Kaninchen-Mak Für Wb, Elisa - O15217

Artikelnummer: CM0005980



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes GSTA4 (GTA4, GSTA4-4), validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt ein 26kDa Protein; kreuzreagiert mit humanen Proben. Ideal zum Studium der Glutathion-S-Transferase A4-Funktion und der 4-HNE-Entgiftung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GSTA4 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	GTA4; GSTA4-4; GSTA4
Spezies	Human
GeneID (human)	2941
GeneID	2941
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O15217
Protein-Gewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel