


Gstt1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P30711

Artikelnummer: CM0004219



Einführung

GSTT1 Kaninchen monoklonaler Antikörper validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Immunogen: rekombinantes GSTT1 (AA 1-240). Für Untersuchungen zu Glutathion-S-Transferase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GSTT1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	GSTT1
Spezies	Mensch
GeneID	2952
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-240 von menschlichem GSTT1 enthält. (NP_000844.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P30711
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Eisbeutel