

Gtf2I Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P78347

Artikelnummer: CM0029261



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen GTF2I für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Allgemeiner Transkriptionsfaktor II-I, der an der Transkriptionsregulation beteiligt und mit dem Williams-Beuren-Syndrom in Verbindung gebracht wird.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GTF2I Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	WBS; DIWS; SPIN; IB291; BAP135; BTKAP1; TFII-I; WBSCR6; GTFII-I; GTF2I
Art	Mensch
GenID (Mensch)	2969
GenID	2969
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 600-810 des menschlichen GTF2I (NP_001157108.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P78347
Proteinmasse	112 kDa
Versand	Eisbeutel