

Gucy2C Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P25092

Artikelnummer: CM0017968



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GUCY2C (Guanylylcyclase C), validiert für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Erforschung von Enterotoxin-Signalwegen und gastrointestinalen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GUCY2C Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GC-C; STAR; DIAR6; GUC2C; MECIL; MUCIL; GUCY2C
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	2984
Gen-ID	2984
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 24-330 von humanem GUCY2C (NP_004954.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P25092
Protein-Gewicht	123kDa
Versand	Eisbeutel