

Habp2 Kaninchen Pab Für Wb, If/Icc, Elisa - Q14520

Artikelnummer: CM0030678

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen HABP2 (Faktor VII-aktivierende Protease) für Anwendungen wie WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes und murines HABP2. Geeignet für Studien zur Koagulation und Tumorsuppression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HABP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FSAP; HABP; PHBP; HGFAL; NMTC5; HABP2
Spezies	Human
GeneID (human)	3026
GeneID	3026
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 24-313 von humanem HABP2 (NP_004123.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q14520
Protein-Gewicht	63kDa
Versand	Eisbeutel