

Hars2 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - P49590

Artikelnummer: CM0024897

Einführung

HARS2 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches, Maus- und Ratten-HARS2, eine mitochondriale Histidin-tRNA-Ligase. Ideal für die Erforschung der mitochondrialen Translation und verwandter Krankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HARS2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HO3; HARSL; HARSR; HisRS; PRLTS2; HARS2
Spezies	Mensch
GeneID	23438
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 217-506 von menschlichem HARS2 (NP_036340.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49590
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eistasche