

Haus8 Kaninchen Pab Für Wb - Q9Bt25

Artikelnummer: CM0027364



Einführung

Validiert für WB, IF/ICC und ELISA erkennt dieser HAUS8-Kaninchen-Polyklonale Antikörper menschliches und murines HAUS8 (Q9BT25) und unterstützt die Forschung zur mitotischen Spindelassemblierung, Zentrosomintegrität und Zytokinese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HAUS8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DGT4; HICE1; NY-SAR-48; HAUS8
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	93323
Gen-ID	93323
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 166-410 von menschlichem HAUS8 (NP_219485.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9BT25
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel