

Havcr1 Kaninchen-Pak - Q96D42

Artikelnummer: CM0030266



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes HAVCR1 (TIM-1/KIM-1) für WB und ELISA, reagiert mit Human, Maus und Ratte. Nützlich für Studien zu Nierenschäden, Viruseintritt und T-Zell-Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HAVCR1 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	TIM; KIM1; TIM1; CD365; HAVCR; KIM-1; TIM-1; TIMD1; TIMD-1; HAVCR-1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	26762
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 21-125 von humanem HAVCR1 (NP_036338.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96D42
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel