


Hbg1/2 Rabbit Mab (Wb, Ihc, If, Elisa) - P69891/P69892

Artikelnummer: CM0003094



Einführung

Hochspezifischer monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes HBG1/2. Validiert für WB, IHC, IF-P, ELISA; detektiert die ~12 kDa fetale Hämoglobin-Gammakette. Ideal für die Entwicklungs-Hämatologie und HbF-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HBG1/2 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	HBG-T2; HBGA; HBGR; HSGGL1; PRO2979; HBG1/2
Spezies	Mensch
GenID	3047/3048
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem HBG1 (P69891) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P69891/P69892
Proteinmolekulargewicht	12 kDa
Versand	Eisbeutel