


Hbg1/Hbg2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P69892

Artikelnummer: CM0019407



Einführung

HBG1/HBG2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper detektiert die Gammaketten des fötalen Hämoglobins in WB, IF/ICC, ELISA. Ideal für die Hämoglobinopathie-Forschung und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HBG1/HBG2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TNCY; HBG-T1; HBG1/HBG2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3048
GenID	3048
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem HBG1/HBG2 (NP_000175.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P69892
Proteinmasse	16 kDa
Versand	Eispackung