

Hcar3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - P49019

Artikelnummer: CM0023550



Einführung

Hochwertiger HCAR3-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal zur Untersuchung der Funktion des Hydroxycarbonsäurerezeptors 3 in der Adipozytenbiologie und im Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HCAR3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HCA3; HM74; PUMAG; Puma-g; GPR109B; HCAR3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8843
GenID	8843
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 300-392 von menschlichem HCAR3 (NP_006009.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49019
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel