

Hccs Kaninchen Pab - P53701

Artikelnummer: CM0029959

Einführung

Hochwertiger HCCS Kaninchen-polyclonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Targetiert die Holocytochrom-c-Synthase, die essenziell für die Cytochrom-c-Reifung ist. Ideal für die Forschung an mitochondrialen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HCCS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	MLS, CCHL, MCOPS7, LSDMCA1, HCCS
Art	Mensch
GenID (Mensch)	3052
GenID	3052
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-268 von menschlichem HCCS (NP_005324.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P53701
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Eisbeutel