

Hcg Beta Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Elisa, Wb, Ihc-P - PODn86

Artikelnummer: CM0006686



Einführung

Kaninchen-monoklonaler hCG Beta-Antikörper für ELISA, WB, IHC-P. Spezifisch für die Beta-Untereinheit des menschlichen Choriongonadotropins. Rekombinantes Immunogen; 18 kDa. Unentbehrlich für die Schwangerschaftsforschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	hCG Beta Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	CGB; LHB; CGB5; CGB7; CGB8; hCGB; hCG Beta
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1082
GeneID	1082
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 21-165 des menschlichen hCG Beta1 (NP_000728.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	ELISA, WB, IHC-P
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	PODN86
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Eisbeutel