


Hcn1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O60741

Artikelnummer: CM0021537



Einführung

Hochwertiger HCN1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt den Kalium/Natrium-Hyperpolarisations-aktivierten zyklischen Nukleotid-gesteuerten Kanal 1 von Mensch und Maus, der an Schrittmacherströmen und neuronaler Erregbarkeit beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HCN1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BCNG1; DEE24; HAC-2; BCNG-1; EIEE24; GEFSP10; HCN1
Spezies	Mensch
Gen-ID	348980
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 791-890 von humanem HCN1 entspricht (NP_066550.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O60741
Proteingewicht	99kDa
Versand	Eisbeutel