

Hdac1 Maus-Mak - Q13547

Artikelnummer: CM0003280

Einführung

Monoklonaler Maus-Antikörper gegen humanes HDAC1 (UniProt Q13547). Validiert für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Geeignet für Forschung, diagnostische Assay-Entwicklung und den Bezug von IVD-Rohmaterialien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HDAC1 Maus-mAk
Gen-ID (Human)	3065
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 393-482 des humanen HDAC1 (Q13547) enthält
Herkunft	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS-Zugangsnummer	Q13547
Protein-Gewicht	62kDa
Versand	Eisbeutel