


Hdac2-Kaninchen-Pab - Q92769

Artikelnummer: CM0019668



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen HDAC2 (Histon-Deacetylase 2) für WB, IHC-P, IP und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-HDAC2 (~55 kDa). Geeignet für die epigenetische Forschung und Chromatinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HDAC2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HD2; RPD3; YAF1; KDAC2; HDAC2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3066
GeneID	3066
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 390-488 des humanen HDAC2 (NP_001518.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92769
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Kühlakku