

Hdac4 Kaninchen Mab - P56524

Artikelnummer: CM0002195



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen HDAC4, validiert für WB und ELISA. Spezifisch für humanes HDAC4, eine 119 kDa schwere Histon-Deacetylase der Klasse II, die für die epigenetische Regulation, Muskelreifung und Krebsforschung essenziell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HDAC4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HD4; AHO3; BDMR; HDACA; HA6116; HDAC-4; HDAC-A; NEDCHF; NEDCHID; HDAC4
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	9759
GeneID	9759
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humane HDAC4 (P56524) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P56524
Proteingewicht	119kDa
Versand	Eisbeutel