

Hdac6 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Z2V5

Artikelnummer: CM0027894

Einführung

Kaninchen polyklonaler Anti-HDAC6 Antikörper für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes HDAC6. Ideal für Forschung zu Tubulin-Deacetylierung, Autophagie und Aggresom-Wegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HDAC6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Hd6; Sfc6; Hdac5; mHDA2
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	10013
GenID	15185
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 836-1037 von murinem HDAC6 (NP_001123888.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Z2V5
Proteingewicht	126kDa
Versand	Eisbeutel