


Hdac6-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Wb, Ihc-P, Elisa) - Q9Ubn7

Artikelnummer: CM0021562



Einführung

HDAC6-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-HDAC6 (131 kDa). Geeignet für Studien zur Tubulin-Deacetylierung, Autophagie und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HDAC6-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HD6; JM21; CPBHM; PPP1R90; HDAC6
Art	Mensch
GeneID	10013
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine der Aminosäuren 1-200 des humanen HDAC6 entsprechende Sequenz enthält (NP_006035.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UBN7
Proteingewicht	131 kDa
Versand	Kühlpack