


Hdac8-Kaninchen-Mab Für Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9BY41

Artikelnummer: CM0008366



Einführung

HDAC8-Kaninchen-mAb, validiert für IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA mit Reaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ziel ist die Histon-Deacetylase 8, ein zentraler Chromatinregulator, der an Transkription und Zellzyklus beteiligt ist. Geeignet für die Epigenetik- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HDAC8-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	HD8; WTS; RPD3; CDA07; CDLS5; KDAC8; MRXS6; HDACL1; C8
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	55869
GeneID	55869
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 der menschlichen HDAC8 (Q9BY41) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BY41
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Kühlakku