


Hdac9 Kaninchen-Mab - Q9Ukv0

Artikelnummer: CM0006510



Einführung

Hochwertiger monoklonaler HDAC9-Kaninchen-Antikörper für Western Blot, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detektiert humanes und Ratten-HDAC9. Ideal für die Forschung zur epigenetischen und transkriptionellen Regulation - Q9UKV0.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HDAC9 Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	HD7; HD9; HD7b; HDAC; HDRP; MITR; HDAC7; HDAC7B; HDAC9B; HDAC9FL; HDAC9
Spezies	Human
GeneID (Human)	9734
GeneID	9734
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	Q9UKV0
Proteingewicht	111 kDa
Versand	Eisbeutel