

Hdgfrp2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper - Hdgfrp2

Artikelnummer: CM0025514

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes HDGFRP2, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Das Immunogen entspricht der C-terminalen Region (AS 501-670). Ideal für die Forschung zum hepatomabgeleiteten wachstumsfaktorverwandten Protein 2.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HDGFRP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HRP2; HDGF2; HRP-2; HDGF-2; HDGFRP2
Spezies	Mensch
Gen-ID	84717
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 501-670 des humanen HDGFRP2 (NP_116020.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
Proteingewicht	74kDa
Versand	Eisbeutel